



Empfohlen vom
Bundesverband der
Lebensmittelkontrolleure
Deutschlands e. V.



Ein ganzheitliches Hygienekonzept sollte neben Kleider- und Verhaltensvorschriften auch den Bodenschutz beinhalten. Die MM-Desinfektionsmatte™ bietet eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für den keimfreien Zutritt zu

- Großküchen
- Lebensmittelverarbeitenden Betrieben
- Biotechnischen und pharmazeutischen Produktionen
- Laboratorien
- Quarantäne- und Isolierstationen
- Schwimmbäder
- Landwirtschaftlichen Betrieben

MM-Desinfektionsmatten™ sind in sechs Standardgrößen innerhalb von 3 Tagen ab Lager lieferbar:

60 x 90 cm	90 x 180 cm
90 x 120 cm	90 x 240 cm
90 x 150 cm	90 x 300 cm

Außerdem fertigen wir gern jedes Sondermaß mit einer maximalen Breite von 2 Metern und einer Länge bis zu 5 Metern an. Auf Wunsch auch individuell bestickt mit Logo oder Anweisungen für Mitarbeiter und Besucher.



Handelspartner

123 SCHIMMEL FREI

e.K. Diego Maneiro y Ruibal
Kühlungsbörnerstr. 50
22147 Hamburg

Tel. 040- 35 77 48 01
Fax. 040- 35 77 48 00

info@123-schimmel-frei.de
www.123-schimmel-frei.de



Leistungsstarke
und zuverlässige
Desinfektionsmatten –
empfohlen vom BVLK





*Flexibel
und kosten-
günstig*

Flexibel und leistungsstark

Wo moderne Hygieneschleusen mit mechanischer Schuhsohlendesinfektion zu aufwendig und kostenintensiv sind, bietet die MM-Desinfektionsmatte™ Anwendern eine professionelle Lösung für den hygienischen Zugang zu sensiblen Bereichen - ganz einfach in der Handhabung und ohne bauliche Maßnahmen.



*Pflege-
leicht und
effektiv*

Die Vorteile der MM-Desinfektionsmatte™

- Mobil und flexibel einsetzbar ohne Wanne, Rahmen oder Bodenvertiefung
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch die niedrige Höhe von nur 1 cm*
- Kostengünstig in der Anschaffung
- Kinderleicht in Anwendung und Reinigung
- Robust und stabil
- Je nach Ausführung mit Rollwagen oder Gabelstapler und Hubwagen befahrbar
- Rutschhemmende Oberfläche R11 gemäß DIN 51130:2014
- Antirutschbeschichtung der Rückseite verhindert ungewolltes Verrutschen
- Hochwertige Konstruktion aus 5 Komponenten, die die Flüssigkeit einschließt und nur im Bedarfsfall – beim Betreten der Matte – wieder abgibt.

* gemessen am Rand, mittige Höhe einer befüllten Matte misst ca. 1,5 cm.

*Innovativ
und
sicher*

- Je nach räumlichem Umfeld, Lufttemperatur und täglicher Nutzerfrequenz ist eine regelmäßige Auffrischung der MM-Desinfektionsmatte™ erforderlich. Zudem empfehlen wir eine turnusmäßige Abklatsch-Probe.
- Die Reinigung der stehenden Matte sollte mit Wasser und einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel erfolgen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger bei geringem Druck und entsprechendem Abstand. Anschließend gründlich ausdrücken und gut trocknen lassen. Je nach Mattengröße 24 bis 72 Stunden! In der Zwischenzeit sollte eine Austauschmatte ausgelegt werden.
- Für eine optimale Befahrbarkeit mit Hubwagen und Gabelstapler empfehlen wir die Variante KAROSTEPP.

